

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



NOME COMERCIAL DO PRODUTO: **BABY BLOCK**

NOME TÉCNICO DO PRODUTO: Protetor ocular para fototerapia.

DESCRIÇÃO E FUNDAMENTOS DA TECNOLOGIA DO PRODUTO: Protetor ocular para bebês em fototerapia, confeccionado em malha que não solta resíduos, blackout integrado, sem costuras, com faixa elástica autocolante para melhor ajuste. A proteção ocular é imprescindível, pois tem finalidade de prevenir lesões nos fotorreceptores da retina e evita queimaduras na região.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: Tecido de algodão e bandagem elástica autocolante.

INDICAÇÃO: Para bebês em fototerapia protegendo dos raios UV.

MODELO/TAMANHO: PP, P, M e G.

INSTRUÇÃO DE USO:

1. Posicionar o protetor ocular sobre os olhos do bebê;
2. Ajustar a bandagem ao redor da cabeça do bebê;
3. Caso necessário para melhor adaptação da bandagem elástica autocolante, faça uma prega/ dobra na lateral do protetor;
4. Trocar quando necessário.

PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES:

- Para evitar que a bandagem elástica enrole na cabeça do bebê é necessário além da observação do tamanho ideal do produto, o ajuste da bandagem elástica.
- Tabela referência diâmetro da circunferência da cabeça do bebê/ tamanho do Baby Block:

Tamanho PP	Diâmetro 24 cm
Tamanho P	Diâmetro 26,5 cm
Tamanho M	Diâmetro 28 cm
Tamanho G	Diâmetro 30 cm

LOCAIS DE USO: unidade de terapia intensiva neonatal, berçário, enfermaria.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em local seco e ao abrigo de luz. Não utilizar caso a embalagem estiver aberta ou danificada. Antes de utilizar o produto, ler atentamente as Instruções de Uso.

ANVISA nº: 80358749005

SIMPRO nº:

Tamanho	Nº Simpro
PP	139620
P	120942
M	120943
G	120944

VALIDADE: Indeterminada.

CONTÉM: 01 unidade por embalagem.

Produto de uso único. Não estéril.

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Ana Carla P. Galvão Andrade. Crefito: 8597F

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR: Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.