

Título:

ATADURA DE CREPOM NÃO ESTÉRIL
Ficha Técnica de Produto
Emissão: 07/08/2019

ANVISA: 10071150057

FM02000012 Revisão 00 de 09/09/2019

1. Indicação:

As Ataduras de Crepom oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos. Podem ser utilizadas aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas.

2. Especificação do Produto:

As Ataduras de Crepom são confeccionadas em tecido 100% algodão cru, com fios de alta torção, que confere alta resistência. Possuem densidade de 13 ou 18 fios/cm², conferindo ao produto grande elasticidade no sentido longitudinal.

- Ataduras de Crepom Cremer de 1,80m em repouso são enroladas sobre si mesmas e embaladas individualmente em sistema flowpack e acondicionadas em sacos plásticos contendo 6 ou 12 unidades.
- Ataduras de Crepom Cysne de 1,80m e 1,25m em repouso de comprimento são enroladas sobre si mesmas e diretamente acondicionadas em sacos plásticos contendo 12 unidades, e também são embaladas individualmente em sistema flowpack e acondicionadas em sacos plásticos contendo 6 unidades.

Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade.

3. Características Gerais:

Característica	Especificação do Produto
Composição	100% Algodão
Construção	Tecido plano tipo tela (tafetá)
Densidade (fios/cm ²)	18

4. Foto ilustrativa:



5. Apresentação do produto:

Código	Descrição	Unidades p/ envelope/ saco	Envelopes p/ caixa	EAN-13
198546	Atadura Crepom Cremer Maxpress 8cm x 1,80m	06	12	7891800000467
198553	Atadura Crepom Cremer Maxpress 10cm x 1,80m	06	12	7891800000474
198560	Atadura Crepom Cremer Maxpress 12cm x 1,80m	06	12	7891800000481
198577	Atadura Crepom Cremer Maxpress 15cm x 1,80m	06	12	7891800000498
198584	Atadura Crepom Cremer Maxpress 20cm x 1,80m	06	12	7891800000504
198454	Atadura Crepom Cysne 6cm x 1,8m	06	24	7891800000641
198461	Atadura Crepom Cysne 8cm x 1,8m	06	24	7891800000658
198478	Atadura Crepom Cysne 10cm x 1,8m	06	24	7891800000665
198485	Atadura Crepom Cysne 12cm x 1,8m	06	24	7891800000672
198492	Atadura Crepom Cysne 15cm x 1,8m	06	24	7891800000689
198508	Atadura Crepom Cysne 20cm x 1,8m	06	12	7891800000696
198515	Atadura Crepom Cysne 25cm x 1,8m	06	12	7891800000702
198522	Atadura Crepom Cysne 30cm x 1,8m	06	12	7891800000719
156645	Atadura Crepom Cysne 10cm x 1,25m	12	12	7891800113389
156683	Atadura Crepom Cysne 15cm x 1,25m	12	12	7891800113365
156706	Atadura Crepom Cysne 20cm x 1,25m	12	12	7891800113358
165869	Atadura Crepom Cysne 10cm x 1,25m	12	12	7891800165623
173765	Atadura Crepom Cysne 15cm x 1,8m	12	12	7891800165661
165920	Atadura Crepom Cysne 20cm x 1,8m	12	06	7891800165685
165968	Atadura Crepom Cysne 30cm x 1,8m	12	06	7891800165722

6. Validade:

5 anos.

7. Instruções de uso:

- ✓ Recomenda-se uso por pessoas habilitadas na área de ortopedia e fisioterapia;
- ✓ Escolha o modelo de sua preferência, de acordo com o uso pretendido e verificando a largura da atadura de acordo com o diâmetro da superfície do corpo a ser enfaixada;
- ✓ Realize a limpeza e secagem da pele onde a atadura será aplicada;
- ✓ Aplique a atadura, fixando a parte inicial para que a atadura não solte;
- ✓ A atadura deve ser aplicada esticada, deixando-a sem pregas e rugas, evitando assim que se crie qualquer tipo de escoriação na pele ou desconforto durante o uso;
- ✓ Não deve ser exercida força na hora da aplicação. A atadura não deve fazer grande compressão no membro a que foi aplicada, evitando problemas circulatórios.
- ✓ Deixar sempre que possível a extremidade do membro descoberta, a fim de verificar as condições de circulação sanguínea;
- ✓ Fazer uma pequena dobra na extremidade terminal para realizar a fixação;
- ✓ Realize a fixação utilizando o Esparadrapo Cremer;
- ✓ Em caso de eventual irritação causada pelo uso da atadura de crepom, suspender o uso e procurar auxílio médico imediato.

8. Contraindicações de uso:

Não utilize a atadura de crepom diretamente sobre a pele ferida. Não pressione a atadura de crepom ao aplicá-la, a fim de evitar problemas circulatórios. Não utilizar caso a embalagem esteja violada.

9. Precauções:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original, fechado, guardado em ambiente seco e limpo. O fabricante recomenda uso único. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto e procure auxílio médico.

10. Esterilização:

As ataduras de crepom Cremer e marcas próprias são comercializadas na forma não estéril, podendo ser esterilizadas pelo serviço de saúde, caso necessário, por raio gama e feixe de elétrons.

Responsável Técnico:

Andreia Maria da Rosa – CRF SC 5.774