

Título:

**CONECTOR PARA LUER****Ficha Técnica de Produto****Emissão:** xx/xx/2020**Anvisa:** 80245210257

FM02000012 Revisão 00 de 09/09/2019

**1. Indicação:**

O Conector para Luer é utilizado para vedação de dispositivos em sistema de infusão que apresenta conicidade luer 6% em conformidade com a norma técnica NBR 594-1 e 2:2003. Produto minimiza risco de contaminação dos dispositivos.

**2. Especificação do Produto:**

O Conector para Luer é apresentado na forma estéril, por Radiação Ionizante (Raio Gama/Feixe de Elétrons), e embalado individualmente em embalagem Blister Papel Grau Cirúrgico descartável, posteriormente armazenadas em 6.000 unidades em caixa de papelão (caixa de embarque). Produto estéril, atóxico e apirogênico.

**3. Apresentação:**

Código Cremer	Descrição do Item	Nº unidades por caixa	EAN-13
369045	Conector para Luer Macho	6.000	7898468479239
361940	Conector para Luer Fêmea	6.000	7898468477778

**4. Validade:**

3 anos.

**5. Instruções de uso:**

- ✓ Abrir a embalagem de forma asséptica;
- ✓ Introduzir/rosquear o Conector para Luer Macho ou Fêmea ao dispositivo que possua conexão Macho/Fêmea.

**6. Precauções**

- ✓ Abrir assepticamente a embalagem, a fim de garantir a esterilidade do produto;
- ✓ O produto só deve ser manuseado por profissional devidamente qualificado e que conheça os procedimentos adequados de utilização do produto;
- ✓ Certificar que as conexões estão perfeitas de acordo com a Norma Técnica NBR 594-1 e 2/2003;
- ✓ Verificar se a integridade da embalagem está perfeita (não utilizar caso a embalagem de proteção e/ou rótulo estiverem danificados), caso ocorra violação da embalagem, informar imediatamente a empresa, para que sejam tomadas as providências cabíveis;
- ✓ O fabricante não se responsabiliza por danos causados pela utilização imprópria do produto;
- ✓ Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- ✓ As condições de utilização estão asseguradas dentro do prazo de validade de 36 meses, desde que a embalagem não esteja danificada;
- ✓ Não utilizar o produto após a expiração da data de validade (indicada na etiqueta que se encontra na embalagem);
- ✓ Fabricante recomenda uso único;

- ✓ Produto atóxico e apirogênico;
- ✓ Observar o empilhamento máximo indicado na caixa de papelão, manter em temperatura ambiente, em local seguro, longe do calor e umidade excessivos;
- ✓ Ao transportar tomar as devidas precauções, para que não ocorra qualquer tipo de dano à embalagem e ao produto, utilizar veículo fechado, protegido contra umidade e calor.
- ✓ Ao transportar verifique o empilhamento máximo, indicado na caixa de papelão.

## **7. Contraindicações de uso**

Não há contraindicação para o uso do Conector para Luer.

## **8. Esterilização**

A esterilização de materiais consiste na eliminação de vida microbológica. Os produtos Cremer são produzidos a partir dos princípios das boas práticas de fabricação, atendendo as exigências para produtos para a saúde estéreis.

O Conector para Luer é esterilizado por Radiação Ionizante (Raio Gama/Feixe de elétrons).

**Responsável Técnico:**

Andreia Maria da Rosa – CRF SC 5.774