

ENZYMAX 6

DETERGENTE MULTI-ENZIMÁTICO.

Enzymax 6 é um detergente multienzimático especializado na limpeza de todo instrumental cirúrgico e materiais médicos hospitalares.

CARACTERÍSTICAS

Enzymax 6 é um detergente neutro multienzimático de alta eficiência à base de 6 enzimas. Desenvolvido para máxima limpeza de endoscópios, fibroscópios flexíveis, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos, materiais de anestesia, pisos e vidrarias, agindo por contato sem danificar nenhum componente destes instrumentos. Pode ser usado em equipamentos automatizados, lavadoras por ultra-som, lavadoras descontaminadoras e manualmente.

COMPOSIÇÃO

Ingredientes Ativos: Soluções de 6 enzimas, amilase, lipase, protease e carbohidrase, peptidase e celulase.

Composição: Surfactante não iônico, tenso-ativos, dispersante, estabilizador, álcool Isopropílico, inibidor de espuma, corante.

MODO DE USAR

Manual / Ultrassônica

1 - Utilizar 1 mL de Enzymax 6 para cada litro de água.

Tabela para Diluição do Enzymax 6.

Quantidade de Água (Litros)	Manual Quantidade de Enzymax 6 (mL)	Automática Quantidade de Enzymax 6 (mL)
1	1	1
3	3	3
5	5	5
10	10	10
15	15	15
20	20	20
25	25	25

2 - Imergir o instrumental nesta solução, deixando-o por no mínimo 2 minutos.

3 - Exponha as áreas críticas de cada instrumental: lumens, articulações, ranhuras, desmonte o artigo se necessário (mergulhe completamente os endoscópios, fibroscópios, cateteres tendo o cuidado para que a solução atinja todos os canais e mantenha no mínimo 2 minutos, após este período aspire e ejete a solução pelos canais). Em materiais com o sangue muito ressecado mantenha por mais tempo.

4 - Enxaguar com água em abundância, eliminando completamente os resíduos de Enzymax 6.

5 - Deixe escorrer e seque minuciosamente, eliminando completamente a água. Execute o processo de desinfecção recomendado pelo

ENZYMAX 6

DETERGENTE MULTI-ENZIMÁTICO.

Ministério da Saúde.

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros	Solução	Especificação
pH	Pronto uso	6,0 - 8,0
Densidade	Concentrado	1,020 a 1,050 g/mL
Aparência	Concentrado	Líquido Verde
Odor	Concentrado	Lavanda

EMBALAGENS/RENDIMENTOS

Caixas de papelão com 12 frascos de 1 litro
(Rendimento: 1L produto=1.000L solução)

Caixas de papelão com 4 galões de 5 litros
(Rendimento: 5L produto=5.000L solução)

SEGURANÇA NO USO

Sempre utilizar EPI's. O contato direto e/ou prolongado pode causar irritações a pele, mucosas e olhos. Em caso de irritação lave o local com água em abundância, lave sempre as mãos e antebraços antes e após o uso de produtos químicos. Em caso de ingestão, não provocar vômito, encaminhar a vítima ao auxílio médico, emergências entrar em contato com o centro de informações toxicológicas fone: 0800-148110.

RESTRIÇÕES DE USO

Em artigos de látex ou outros componentes de origem natural é indicado não exercer o tempo de imersão recomendado.

Não misturar o Enzymax 6 a outros produtos químicos como, por exemplo, desinfetantes (glutaraldeído, hipoclorito de sódio, ácido peracético, etc.), esses produtos podem degradar a ação das enzimas prejudicando seu desempenho.

ARMAZENAMENTO

Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

TRANSPORTE

O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente.

QUALIDADE E SEGURANÇA

Os produtos que saem da Cosmoderma estarão sempre portando laudos de qualidade físico-químicos. O Enzymax 6 possui laudos de corrosividade, atividade enzimática, laudos de irritação dérmica e ocular, laudo de biodegradabilidade e autorização da ANVISA.

ENZYMAX 6

DETERGENTE MULTI-ENZIMÁTICO.

LEGISLAÇÃO

- Produto risco II

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA Nº 3.4628.0040.001-3

Categoria:

- Detergente Enzimático:

RDC Nº 55, 14 de novembro de 2012.

- Informações de rótulos:

RDC Nº 40 de 05 de junho de 2008.

RDC nº 184, de 22 de outubro de 2001.