



FICHA TÉCNICA ENZIMOX 6 EP

ENZIMOX 6 EP é um detergente multienzimático especializado na limpeza de todo instrumental cirúrgico e matérias médicos hospitalares.

1) CARACTERÍSTICAS

ENZIMOX 6 EP é um detergente neutro multienzimático de alta eficiência à base de 6 enzimas. Desenvolvido para máxima limpeza de endoscópios, fibroscópios flexíveis, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos, materiais de anestesia, pisos e vidrarias, agindo por contato sem danificar nenhum componente destes instrumentos. Pode ser usado em equipamentos automatizados, lavadoras por ultra-som, lavadoras descontaminadoras e manualmente.

2) COMPOSIÇÃO:

Componentes Ativos: Solução de 6 enzimas:

Protease, Liqunase, Amilase, Carbohidrase, Celulase e Lipase

Composição: Copolímero 6200, Metaborato de sódio, Cloreto de Cálcio, Solvente, Conservante, Controlador de Espuma (Álcool Isopropílico), Corante e Água.

SOLUÇÃO NÃO IONICA.

3) MODO DE USAR

Manual / Ultrassônica

1 - Fazer uma solução de 1 mL de **ENZIMOX 6 EP** para cada litro de água.

Departamento Comercial

R. Visconde do Rio Branco, 406-A
Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-000
Fone: (16)3252-9231
Cel: (16)9.9725-5270 - (16)9.9204-9655
Email: comercial@icaraidobrasil.com

Fábrica

R. Rondonia, 03, Portal da Estancia
Jacutinga/MG - CEP 38.590-000
SAC: sac@icaraidobrasil.com

ICARAI DO BRASIL IND. QUÍMICA LTDA - EPP
CNPJ 17.545.961/0001-84
IE 2096014.00-42

TABELA PARA DILUIÇÃO ENZIMOX 6 EP

Quantidade de Água (Litros)	Manual – quantidade de Enzimox 6 EP (ml)	Automática quantidade de Enzimox 6 EP (ml)
1	1	1
3	3	3
5	5	5
10	10	10
15	15	15
20	20	20
25	25	25

- 2 - Imergir o instrumental nesta solução, deixando-o por no mínimo 5 minutos.
- 3 - Exponha as áreas críticas de cada instrumental: lumens, articulações, ranhuras, desmonte o artigo se necessário (mergulhe completamente os endoscópios, fibroscópios, cateteres tendo o cuidado para que a solução atinja todos os canais e mantenha no mínimo 5 minutos, após este período aspire e ejete a solução pelos canais). Em materiais com o sangue muito ressecado mantenha por mais tempo.
- 4 - Enxaguar com água em abundância, eliminando completamente os resíduos de ENZIMOX 6 EP processo de desinfecção recomendado pelo fabricante
- 5 - Deixe escorrer e seque minunciosamente, eliminando completamente a água. Execute o processo de desinfecção recomendado pelo Ministério da Saúde. Substitua a solução a cada 12 horas, ou antes, se estiver saturada (solução que não comporta quantidades adicionais de matérias orgânicas).

Departamento Comercial

R. Visconde do Rio Branco, 406-A
Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-000
Fone: (16)3252-9231
Cel: (16)9.9725-5270 - (16)9.9204-9655
Email: comercial@icaraidobrasil.com

Fábrica

R. Rondonia, 03, Portal da Estancia
Jacutinga/MG - CEP 38.590-000
SAC: sac@icaraidobrasil.com

ICARAI DO BRASIL IND. QUÍMICA LTDA - EPP
CNPJ 17.545.961/0001-84
IE 2096014.00-42



4) DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros Solução Especificação pH Pronto uso 6,0 a 8,0 Densidade Concentrada.

EMBALAGENS/RENDIMENTOS

Caixas de papelão com 12 frascos de 1 litro (Rendimento: 1L produto = 1.000L solução)

Caixas de papelão com 4 galões de 5 litros (Rendimento: 5L produto = 5.000L solução) ntrado 1,020 a 1,050 g/mL Aparência Concentrado Líquido AZUL dor Concentrado Lavanda

5) SEGURANÇA NO USO

Sempre utilizar EPI's, lave sempre as mãos e antebraços antes e após o uso de produtos químicos. Em caso de ingestão, não provocar vômito, encaminhar a vítima ao auxílio médico, emergências entrar em contato com o centro de informações toxicológicas fone: 0800-148-110.

Equipamento de Proteção Individual Adequado:

- Proteção Respiratória: Utilize máscaras contra líquidos.
- Proteção das Mãos: Utilize luvas em pvc ou borracha.
- Proteção dos Olhos: Utilize óculos de proteção.
- Proteção da Pele e do Corpo: Utilize aventais impermeáveis.
- Medidas de Higiene: Não consumir alimentos durante o manuseio do produto.

6) RESTRIÇÕES DE USO

Em artigos de látex ou outros componentes de origem natural é indicado não exercer o tempo de imersão recomendado. Não misturar o ENZIMOX 6 EP a outros produtos químicos como, por exemplo, desinfetantes (glutaraldeído, hipoclorito de sódio, ácido peracético, etc.), esses produtos podem degradar a ação das enzimas prejudicando seu desempenho.

7) ARMAZENAMENTO

Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade. TRANSPORTE O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente.

Departamento Comercial

R. Visconde do Rio Branco, 406-A
Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-000
Fone: (16)3252-9231
Cel: (16)9.9725-5270 - (16)9.9204-9655
Email: comercial@icaraidobrasil.com

Fábrica

R. Rondonia, 03, Portal da Estancia
Jacutinga/MG - CEP 38.590-000
SAC: sac@icaraidobrasil.com

ICARAI DO BRASIL IND. QUÍMICA LTDA - EPP
CNPJ 17.545.961/0001-84
IE 2096014.00-42



8) QUALIDADE E SEGURANÇA

Os produtos expedidos pela ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA estarão sempre portando laudos de qualidade físico-químicos. ENZIMOX 6 possui laudos de corrosividade, atividade enzimática, laudos de irritação dérmica e ocular, laudo de biodegradabilidade e autorização da ANVISA.

9) LEGISLAÇÃO

Produto risco II PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA Nº 365600003

Categoria: - Detergente Enzimático: RDC Nº 55, 14 de novembro de 2012.

Informações de rótulos: RDC Nº 40 de 05 de junho de 2008. RDC nº 184, de 22 de outubro de 2001.

Departamento Comercial

R. Visconde do Rio Branco, 406-A
Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-000
Fone: (16)3252-9231
Cel: (16)9.9725-5270 - (16)9.9204-9655
Email: comercial@icaraidobrasil.com

Fábrica

R. Rondonia, 03, Portal da Estancia
Jacutinga/MG - CEP 38.590-000
SAC: sac@icaraidobrasil.com

ICARAI DO BRASIL IND. QUÍMICA LTDA - EPP
CNPJ 17.545.961/0001-84
IE 2096014.00-42