

Título:

FILME TRANSPARENTE CREMER ADVANCED ESTÉRIL

Ficha Técnica de Produto

Emissão: 21/08/2019

ANVISA: 80245210094

FM02000012 Revisão 00 de 09/09/2019

1. Indicação:

O Filme transparente Cremer Advanced estéril é indicado para cobertura primária de incisões cirúrgicas limpas com pouco ou nenhum exsudato, proteção da pele íntegra e escoriações, prevenção de lesões por fricção e cisalhamento e como cobertura secundária de áreas doadoras de enxertos e como cobertura secundária de queimaduras de primeiro e segundo graus.

2. Especificação do Produto:

O Filme transparente Cremer Advanced estéril é um curativo semipermeável de poliuretano, coberto com adesivo hipoalérgico. Produto estéril, esterilizado a Oxido de Etileno.

3. Foto Ilustrativa:



4. Apresentação:

Código Cremer	Descrição do Item	Unidades por cartucho	EAN-13
375206	Filme transparente Cremer Advanced Estéril 6x7cm	50	7891800375206
375213	Filme transparente Cremer Advanced Estéril 10x12cm	50	7891800375213
375220	Filme transparente Cremer Advanced Estéril 10x25cm	20	7891800375220

5. Validade:

2 anos.

6. Instruções de uso:

- ✓ Limpar o local de aplicação de acordo com as técnicas assépticas previamente preconizadas;
- ✓ Escolher o filme transparente do tamanho adequado ao procedimento a ser realizado;
- ✓ Abra o envelope e retire o curativo estéril;
- ✓ Remova e descarte o visor central do curativo;
- ✓ Retire o papel de proteção do adesivo, expondo a superfície adesivada;
- ✓ Visualizar o local de aplicação através do visor central e centralizar o curativo sobre o local de aplicação;
- ✓ Não esticar o curativo durante a aplicação;
- ✓ Remover lentamente a proteção lateral enquanto alisa as bordas do curativo.

6.1 REMOÇÃO / TROCA: o curativo deve ser trocado de acordo com as indicações do profissional de saúde habilitado e conforme protocolo da instituição. Na retirada deve-se levantar uma aba do curativo e, em um movimento rente a pele, deve-se esticar a película, enquanto a outra mão deverá se manter apoiada sobre o curativo que está sendo retirado. Aconselha-se não aplica-los em áreas com excesso de pelos. Atenção para o uso do produto em recém-nascidos, idosos, pacientes com a pele delgada e frágil e pacientes que fazem uso de corticoides por um longo período, devido ao risco de sangramentos e lesões cutâneas na retirada. Descarte o curativo e limpe a ferida com técnicas assépticas.

6.2 TEMPO DE USO: aconselha-se a troca a cada 7 dias e/ou em caso de sinais flogísticos, alterações do aspecto da ferida ou pele, tais como hiperemia, acúmulo de fluidos sob o curativo, sangramento, irritação cutânea, descolamento do mesmo.

7. Contraindicações de uso

Não aplique o produto sobre feridas infectadas ou contaminadas, feridas profundas e feridas com muito exsudato e diretamente sobre queimaduras. Este produto é contraindicado para pessoas que apresentam sensibilidade aos componentes da formulação.

8. Precauções

O fabricante recomenda uso único. Este produto é indicado somente para as finalidades previstas nas instruções de uso. Este produto deve ter a prescrição e supervisão de um profissional da saúde habilitado. A hemostasia do local do cateter ou ferida deve ser obtida antes de se aplicar o curativo. Não utilize o produto se a embalagem estiver violada. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure auxílio médico.

Responsável Técnico:

Andreia Maria da Rosa – CRF SC 5.774