

Título:

EXTENSÃO PARA IRRIGAÇÃO CLEARMAT

Ficha Técnica de Produto

Emissão: 21/10/2019

Anvisa: 80245210231

FM02000012 Revisão 00 de 09/09/2019

1. Indicação:

A Extensão para Irrigação Clearmat é indicado para procedimentos médicos que requerem alto fluxo de soluções salinas, como artroscopia de membros superiores e inferiores e procedimentos urológicos.

2. Especificação do Produto:

A Extensão para Irrigação Clearmat é apresentada na forma estéril por Óxido de Etileno (ETO) e envolvida individualmente em saco plástico (sem selagem), e posteriormente embalado (individualmente) em embalagem Papel Grau Cirúrgico. O produto é acondicionado em 15 ou 25 unidades (de acordo com cada apresentação) em caixa de papelão para embarque.

Produto possui 2 ou 4 vias de ligação em PVC flexível, que por meio de um conector ramificado Y, possibilita o aumento do fluxo de soluções salinas ao procedimento, pinça corta fluxo, tampa protetora, adaptação aos frascos ou bolsas de soro, ponta introdutora em todas as vias e conexões com graduação ou em luer lock para adaptação ao aspirador e vácuo.

3. Foto Ilustrativa:



4. Apresentação:

Código Cremer	Descrição do Item	Nº unidades por caixa	EAN-13
407129	Extensão Irrigação 4 Vias Clearmat 0,50 X 1,90 M conector graduado Estéril	15	7898400502322
407136	Extensão irrigação 2 Vias Clearmat 0,50 X 1,90 M - conector luer lock Estéril	15	7898400503848
407181	Extensão irrigação 2 Vias Clearmat 0,50 X 1,90 M - conector graduado Estéril	25	7898457974561
407198	Extensão irrigação 4 Vias Clearmat 0,50 X 1,90 M - conector luer lock Estéril	25	7898400503152

5. Validade:

2 anos.

6. Instruções de uso:

- ✓ Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;
- ✓ Retirar as tampas dos perfuradores;
- ✓ Conectar os frascos de solução um em cada ponta da extensão no conector perfurador;
- ✓ Manter as Clamps fechados e os abrir quando necessário.

7. Contraindicações de uso

Não há contraindicações para o uso do produto Extensão para Irrigação Clearmat.

8. Precauções

- ✓ Não utilizar caso o produto esteja danificado;
- ✓ Verificar se a integridade da embalagem está perfeita (não utilizar caso a embalagem de proteção e/ou rótulos estiverem danificados);
- ✓ Fabricante recomenda uso único;
- ✓ Não deve ser utilizado após expiração da data de validade (indicada na etiqueta que se encontra na embalagem);
- ✓ Este produto só pode ser utilizado por profissionais qualificados;
- ✓ A empresa não se responsabiliza por danos causados pela utilização imprópria do produto.

9. Esterilização

A esterilização de materiais consiste na eliminação de vida microbiológica. Os produtos Cremer são produzidos a partir dos princípios das boas práticas de fabricação, atendendo as exigências para produtos para a saúde estéreis.

A Extensão para Irrigação Clearmat é esterilizada por Óxido de Etileno (ETO).

Responsável Técnico:

Andreia Maria da Rosa – CRF SC 5.774