

Título:

ATADURA DE CREPOM ESTÉRIL
Ficha Técnica de Produto
Emissão: 07/08/2019
ANVISA: 80245210076

FM02000012 Revisão 00 de 09/09/2019

1. Indicação:

As Ataduras de Crepom oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos. Podem ser utilizadas aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas.

2. Especificação do Produto:

A Atadura de Crepom estéril é confeccionada em tecido 100% algodão cru, com fios de alta torção, que confere alta resistência. Possuem densidade de 13fios/cm², conferindo ao produto grande elasticidade no sentido longitudinal.

Ataduras de Crepom Cremer de 1,80m em repouso são enroladas sobre si mesmas e embaladas individualmente em papel pouch.

Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade.

3. Características Gerais:

Característica	Especificação do Produto
Composição	100% Algodão
Construção	Tecido plano tipo tela (tafetá)
Densidade (fios/cm ²)	13

4. Foto ilustrativa:



5. Apresentação do produto:

Código	Descrição	Unidades envelope/ saco	Envelopes p/ caixa	EAN-13
370553	Atadura de crepom estéril 10cm x 1,8m –	01	144	7891800370553
370560	Atadura de crepom estéril 15cm x 1,8m –	01	144	7891800370560
370577	Atadura de crepom estéril 20cm x 1,8m –	01	72	7891800370577

6. Validade:

5 anos.

7. Instruções de uso:

- ✓ Recomenda-se uso por pessoas habilitadas na área de ortopedia e fisioterapia;
- ✓ Escolha o modelo de sua preferência, de acordo com o uso pretendido e verificando a largura da atadura de acordo com o diâmetro da superfície do corpo a ser enfaixada;
- ✓ Realize a limpeza e secagem da pele onde a atadura será aplicada;
- ✓ Aplique a atadura, fixando a parte inicial para que a atadura não solte;
- ✓ A atadura deve ser aplicada esticada, deixando-a sem pregas e rugas, evitando assim que se crie qualquer tipo de escoriação na pele ou desconforto durante o uso;
- ✓ A cada volta, cubra apenas de 1/2 a 1/3 da atadura de crepom;
- ✓ Não deve ser exercida força na hora da aplicação. A atadura não deve fazer grande compressão no membro a que foi aplicada, evitando problemas circulatórios.
- ✓ Deixar sempre que possível a extremidade do membro descoberta, a fim de verificar as condições de circulação sanguínea;
- ✓ Fazer uma pequena dobra na extremidade terminal para realizar a fixação;
- ✓ Realize a fixação utilizando o Esparadrapo Cremer;
- ✓ Em caso de eventual irritação causada pelo uso da atadura de crepom, suspender o uso e procurar auxílio médico.

8. Contraindicações de uso:

Não utilize a atadura de crepom diretamente sobre a pele ferida. Não pressione a atadura de crepom ao aplicá-la, a fim de evitar problemas circulatórios. Não utilizar caso a embalagem esteja violada.

9. Precauções:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original, fechado, guardado em ambiente seco e limpo. O fabricante recomenda uso único. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto e procure auxílio médico.

10. Esterilização:

A esterilização de materiais consiste na eliminação de vida microbológica. Os produtos Cremer são produzidos a partir dos princípios das boas práticas de fabricação, atendendo as exigências para produtos para a saúde estéreis.

A Atadura de crepom estéril é esterilizada por Raio gama (RG).

Responsável Técnico:

Andreia Maria da Rosa – CRF SC 5.774