

AO  
A FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE – FEAS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2020  
PROCESSO: 268/2020  
DATA: 16/10/2020  
HORÁRIO: 09:00 HORAS

**PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL**

<b>ITEM 15</b>	FIXADOR DE Sonda NASOENTERAL FIXADOR DE TUBO E SONDAS NASAIS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL COMPOSTO O DORSO DE POLIURETANO LAMINADO SOBRE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, ADESIVO ACRÍLICO E LINER DE PAPEL SILICONADO, COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 6,5 X 4, COM PARTE TRIANGULAR AJUSTÁVEL AO FORMATO NASAL, DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO ADESIVA PARA FIXAÇÃO NO TUBO OU Sonda E REGIÃO NASAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, POSSUI DUAS TIRAS ADESIVAS DE ESTABILIZAÇÃO MEDINDO 5,5 X 1,2 CM CADA UMA DELAS E 01 TIRA DE DEMARCAÇÃO SENDO TAMBÉM ADESIVA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO	
<b>MARCA/ FABRICANTE:</b>	MULTIFIX/IMPACTO MEDICAL	
<b>QUANTIDADE</b>	6.000	UNIDADES
<b>VALOR UNIT:</b>	R\$ 25,00	VINTE E CINCO REAIS
<b>VALOR TOTAL:</b>	R\$ 150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS
<b>REGISTRO MS:</b>	80358740006	
<b>PROCEDENCIA:</b>	NACIONAL	

I.P.I. INCLUSO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 07 (SETE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: MÍNIMO 12 (DOZE) MESES

**DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL E ACATAMOS SUAS DETERMINAÇÕES, BEM COMO, INFORMAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS, COMO, FRETES, IMPOSTO, OBRIGAÇÕES, ENTRE OUTROS.**

# Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

[Consultas](#) / [Produtos para Saúde](#) / [Produtos para Saúde](#)

## Detalhes do Produto

Nome da Empresa	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME		
CNPJ	08.311.856/0001-90	Autorização	8.03.587-4
Produto	MULTIFIX - FIXADOR ADESIVO PARA CANULA, SONDA E CATETER		

## Modelo Produto Médico


P; M; G; NASAL; TOT; TOTN.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Fixador Para Canula
Registro	80358740006
Processo	25351.203686/2007-14
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - BRASIL</li></ul>
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



NOME COMERCIAL DO PRODUTO: **MULTIFIX NASAL**

NOME TÉCNICO DO PRODUTO: Fixador adesivo para sonda de alimentação enteral.

**DESCRIÇÃO E FUNDAMENTOS DA TECNOLOGIA DO PRODUTO:** É um adesivo de uso médico hospitalar, especialmente desenvolvido para fixação de sondas enterais, proporcionando um seguro posicionamento e fixação na pele.

Composto por um material não tecido bege, adesivo de fácil remoção, livre de látex, hipoalergênico, respirável, anatômico.

**COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:** TNT tipo Rayon, viscosa e adesivo acrilato médico.

**INDICAÇÃO:** Fixar e estabilizar a sonda nasal.

**MODELO/TAMANHO:** Infantil e Adulto

**MEDIDA:** Adulto Alt. 100mm X Larg. 55mm  
Infantil Alt. 73mm x Larg. 51mm

**INSTRUÇÃO DE USO:**

1. Higienizar e secar a sonda e a pele do paciente;
2. Retirar o produto do papel protetor e posicionar sobre o nariz do paciente;
3. Fixar o prolongamento reto sobre a sonda;
4. Enrolar o prolongamento perpendicular ao redor da sonda;
5. Trocar a cada 48 horas ou quando necessário.

**PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES:**

- A região central do adesivo não deve ser fixada, permitindo uma folga entre a ponta do nariz e a sonda;
- A faixa adicional pode ser utilizada para reforço do prolongamento perpendicular ou para datar, a fim de controlar a próxima troca;
- Aplicar somente sobre a pele íntegra, limpa e seca;

**LOCAIS DE USO:** unidade de terapia intensiva, semi-intensiva, enfermaria e home care.

**ARMAZENAMENTO:** Armazenar em local seco e ao abrigo de luz. Não utilizar caso a embalagem estiver aberta ou danificada. Temperatura de armazenamento 0 a 27°. Antes de utilizar o produto, ler atentamente as Instruções de Uso.

**ANVISA nº:** 80358740006

**SIMPRO nº:** Tam. Infantil: 123057; Tam. Adulto: 123056.

**VALIDADE:** 2 anos após a data de fabricação.

**CONTÉM:** 01 unidade por embalagem.

Produto de uso único. Não estéril.

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:** Ana Carla P. Galvão Andrade. Crefito: 8597F

**FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:** Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.