



Boletim de esclarecimento nº 1

Processo Administrativo n°: 157/2021.

Pregão Eletrônico nº: 85/2021.

Objeto: "Registro de preços para futuro fornecimento de material de consumo

médico hospitalar".

Informamos que foi recebido pedido de esclarecimento para o certame em epígrafe, nos seguintes termos:

Solicitamos esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 085/2021 – Proc. Administrativo :157/2021 que, será realizado no dia 12/07/2021 Às 9h quanto aos descritivos dos Lotes/ Itens abaixo:

Solicitamos informação se o item 1, atende ao solicitado.

Segue em anexo, a ficha técnica do nosso material, para sua análise.

Grata, no aguardo do seu retorno.

Item	Especificação do Edital:	Nosso item/ descrição:
Item 1: Código 211148 (BR0439943)	infusão Intraóssea, calibre 15G para permitir infusão rápida de fluidos e medicamentos neste espaço; dispositivo plástico conectado a uma agulha cilíndrica forte, reta, dotada de mandril, com bisel angulado, e conector de equipo; deve possuir empunhadura firme e Sistema de limitação de profundidade de punção; em embalagem	Agulha de infusão intraóssea 16gage, 3cm de comprimento, ponta trocar 45graus, com furos laterais. REGISTRO ANVISA: 10212990115. OBS: nossa e 16 Gage.

Por se tratar de questões de ordem estritamente técnica, este questionamento foi enviado ao setor responsável da Feas, o qual se manifestou conforme segue:

Em resposta ao pedido de esclarecimento informo que o item não atende ao descritivo pois de acordo com o site da E Tamussino a agulha calibre 16G é para uso pediátrico e nas unidades da Feas essa agulha 15G é utilizada em adultos.

Curitiba, 09 de julho de 2021.

Juliano Eugenio da Silva Pregoeiro





FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

EMPRESA	E. TAMUS	SINO & C	IALTDA					
C.N.P.J.	33.100.082/0001-03							
ENDEREÇO	RUA DO SENADO, 260 – CENTRO							
	20231-006 RIO DE JANEIRO – RJ							
NOME TÉCNICO	AGULHAS .							
NOME COMERCIAL	AGULHA	DE INFUS	SÃO INTR.	A-OSSEA				
CLASSE	II							
LOCAL DE FABRICAÇÃO	COOK IN	ICORPO!	RATED – E	STADOS (JNIDOS			
REGISTRO Nº	10212990	0115						
DATA REGISTRO	04.06.200)4						
VENCIMENTO DO REGISTRO	VIGENTE							
DESCRIÇÃO DA								embalagem de
APRESENTAÇÃO							e filme de polié	r o produto. Se a
(Especificações de							erilizar o produt	
embalagem e rotulagem)								s condições, não
	utilizar o				0			,
IMAGEM GRÁFICA	Fig. 1		Marca de		T45			
	1.91		sicioname		ocar 45°)			
			1	1				
			<u>_</u>	-	The second second second	nta		
					nor	mal		
		A 1	Apoio					
			Apolo					
	923	abo						
ESPECIFICAÇÕES DOS		14-3.0-T45				N-18-2.5-T4		
COMPONENTES	C-DIN-1	14-3.0-T45	-DKM		C-DIN	√-18-2.5-T	45-DKM	
(Se aplicável)	C-DIN-1	4-4.0-T45				√-18-3.0-L3		
	C-DIN-1	4-4.0-T45	-DKM		C-DIN	√-18-3.0-PI	P	
		15.5-3.0-T		1D		√-18-3.0-PI		
	500000000000000000000000000000000000000	6-2.5-T45			C-DIN	√-18-3.0-T	45	
	C-DIN-1	6-2.5-T45	-DKM		C-DIN	√1-18-3.0-T	45-DKM	
	C-DIN-1	6-3.0-L35	,		C-DIN	√-18-3.0-T	45-M	
		16-3.0-T45				√-18-4.0-PI		
		16-3.0-T45				√-18-4.0-L3		
		16-3.0-T45				N-18-4.0-L3		
		6-4.0-L35				√-18-4.0-T		
	Manager and the co	6-4.0-L35				√-18-4.0-T		
		6-4.0-L35	M −			IN-15.5-3.0		
		16-4.0-PP	- BIG			√-18-4.0-T		
		6-4.0-T45			C-SD	IN-15.5-3.0	J-145-AF	
	C-DIN-18-2.5-L35							
COMPOSIÇÃO	COMPO	NENTES		ATERIAL				
	Agulha				avel AISI 30)4		
	Base de	Anoio		ion PA6 licarbona	to			
	2000 00		. 0					
	Compos	ição quír	mica do o	aço inoxid	dável			
	Tipo	С	Si	M	Р	S	Cr	Ni
	304	max	max	max	max	max	max	max
								Anticomposite (
		0.08%	1.00%	2.00%	0.045%	0.030%	18.00/20.0%	8.00/10.50%





FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

FINALIDADE	O produto foi criado para ser utilizado como alternativa ao acesso intravenoso em situações de emergência pediátrica, permitindo a infusão de medicamentos e fluídos. A infusão intra-óssea é uma alternativa de emergência utilizada até que o acesso venoso normal ou convencional possa ser feito. Não é recomendo a utilização por mais de 24 horas.
	A agulha de infusão Intra-óssea dispõe de uma marca de posicionamento, 1 cm proximal relativamente à ponta da cânula da agulha e que assegura um ponto de referência visual para determinação da profundidade (Fig. 1 - anexo). Pontas de agulhas disponíveis de trocar 45° (-T45), de lanceta 35° (-L35) ou com ponta de lápis (-PP).
	A alteração Dieckmann (DIN-/-DKM) dispõe de furos laterais opostos. A referência com sufixo (C-DIN-DKM-HD) indica uma agulha com base em aço inoxidável. A referência com sufixo (C-SDIN-AF) indica que o cabo da agulha é ajustável.

ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES

C-DIN-18-4.0-L35-M	Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 4cm de comprimento, ponta Lancet 35º., sem
C-DIN-16-4.0-L35-M	Agulha de infusão intra-óssea 16gaage, 4cm de comprimento, ponta Lancet 35°., sem furos laterais.
	furos laterais.
C-DIN-18-4.0-L35	furos laterais. Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 4cm de comprimento, ponta Lancet 35°., sem
C-DIN-18-3.0-L35	furos laterais. Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 3cm de comprimento, ponta Lancet 35°., sem
C-DIN-18-2.5-L35	Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 2.5cm de comprimento, ponta Lancet 35º., sem
C-DIN-16-4.0-L35	Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 4cm de comprimento, ponta Lancet 35°., sem furos lateais.
C-DIN-16-3.0-L35	Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 3cm de comprimento, ponta Lancet 35°., sem furos laterais.
C-DIN-18-4.0-T45-DKM	Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 4cm de comprimento, ponta Trocar 45°., com furos laterais.
C-DIN-18-3.0-T45-DKM	Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45°., com furos laterais.
C-DIN-18-2.5-T45-DKM	Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 2.5cm de comprimento, ponta Trocar 45°., com furos laterais.
C-DIN-16-4.0-T45-DKM	Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 4cm de comprimento, ponta Trocar 45°., com furos laterais.
C-DIN-16-3.0-T45-DKM	Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45°., com furos laterais.
C-DIN-16-2.5-T45-DKM	Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 2.5cm de comprimento, ponta Trocar 45º., com furos laterais.
	furos laterais.
C-DIN-14-3.0-145-DKM	furos laterais. Agulha de infusão intra-óssea 14 ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45 ., com Agulha de infusão intra-óssea 14 ga., 4cm de comprimento, ponta Trocar 45 com
C-DIN-14-3.0-T45-DKM	furos laterais. Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 4cm de comprimento, ponta Earicet 35°., com Agulha de infusão intra-óssea 14 ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45°., com
C-DIN-16-4.0-L35-DKM	furos laterais. Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 4cm de comprimento, ponta Lancet 35º, . com
C-DIN-15.5-3.0-T45-DKM-HD	Agulha de infusão intra-óssea 15.5 ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45º., com





FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

	furos lateais.
C-DIN-14-3.0-T45	Agulha de infusão intra-óssea 14ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45º.
C-DIN-14-4.0-T45	Agulha de infusão intra-óssea 14ga., 4cm de comprimento, ponta Trocar 45°.
C-DIN-16-2.5-T45	Agulha de infusão intra-óssea 16ga.,2.5cm de comprimento, ponta Trocar 45°.
C-DIN-16-3.0-T45	Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45°.
C-DIN-18-2.5-T45	Agulha de infusão intra-óssea 18ga.,2.5cm de comprimento,ponta Trocar 45 °.
C-DIN-18-3.0-T45	Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45°.
C-DIN-18-4.0-T45	Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 4cm de comprimento, ponta Trocar 45°.
C-DIN-16-3.0-T45-M	Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45º
C-DIN-18-3.0-T45-M	Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45°.
C-DIN-18-4.0-T45-M	Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 4cm de comprimento, ponta Trocar 45°.
C-DIN-16-4.0-PP	Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 4cm de comprimento, ponta tipo Ponta de Lápis.
C-DIN-18-3.0-PP	Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 3cm de comprimento, ponta tipo Ponta de Lápis
C-DIN-18-4.0-PP	Agulha de infusão intra-óssea 18ga, 4cm de comprimento, ponta tipo Ponta de Lápis
C-DIN-18-3.0-PP-M	Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 3cm de comprimento, ponta tipo ponta de Lápis.
C-SDIN-15.5-3.0-T45-AF	Agulha de infusão intra-óssea 15.5ga., 3cm de comprimento, ponta tipo Trocar 45°.
	com cabo ajustável.
C-SDIN-15.5-3.0-T45	Agulha de infusão intra-óssea 15.5ga.,3cm de comprimento, ponta Trocar 45°.







Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto		
Nome da Empresa	E TAMUSSINO E CIA LTDA	
CNPJ	33.100.082/0001-03	
Autorização	1.02.129-9	
Produto	AGULHA DE INFUSÃO INTRA-ÓSSEA	

Modelo Produto Médico	





C-DIN-15.5-3.0-T45-DKM-HD: Agulha de infusão intra-óssea 15.5 ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45º., com furos laterais.

C-DIN-16-4.0-L35-DKM: Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 4cm de comprimento, ponta Lancet 35º., com furos laterais.

C-DIN-14-3.0-T45-DKM: Agulha de infusão intra-óssea 14 ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45º., com furos laterais.

C-DIN-14-4.0-T45-DKM: Agulha de infusão intra-óssea 14 ga., 4cm de comprimento, ponta Trocar 45º., com furos laterais.

C-DIN-16-2.5-T45-DKM: Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 2.5cm de comprimento, ponta Trocar 45º., com furos laterais.

C-DIN-16-3.0-T45-DKM: Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45º., com furos laterais.

C-DIN-16-4.0-T45-DKM: Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 4cm de comprimento, ponta Trocar 45º., com furos laterais.

C-DIN-18-2.5-T45-DKM: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 2.5cm de comprimento, ponta Trocar 45º., com furos laterais.

C-DIN-18-3.0-T45-DKM: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45º., com furos laterais.

C-DIN-18-4.0-T45-DKM: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 4cm de comprimento, ponta Trocar 45º., com furos laterais.

C-DIN-16-3.0-L35: Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 3cm de comprimento, ponta Lancet 35º., sem furos laterais.

C-DIN-16-4.0-L35: Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 4cm de comprimento, ponta Lancet 35º., sem furos lateais.

C-DIN-18-2.5-L35: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 2.5cm de comprimento, ponta Lancet 35º., sem furos laterais.

C-DIN-18-3.0-L35: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 3cm de comprimento, ponta Lancet 35º., sem furos laterais.

C-DIN-18-4.0-L35: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 4cm de comprimento, ponta Lancet 35º., sem furos laterais.

C-DIN-16-4.0-L35-M: Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 4cm de comprimento, ponta Lancet 35º., sem furos laterais.

C-DIN-18-4.0-L35-M: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 4cm de comprimento, ponta Lancet 35º., sem furos lateais.

C-DIN-14-3.0-T45: Agulha de infusão intra-óssea 14ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45º.

C-DIN-14-4.0-T45: Agulha de infusão intra-óssea 14ga., 4cm de comprimento, ponta Trocar 45º.

C-DIN-16-2.5-T45: Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 2.5cm de comprimento, ponta Trocar 45º.

C-DIN-16-3.0-T45: Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45º.

C-DIN-18-2.5-T45: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 2.5cm de comprimento,ponta Trocar 45º.

C-DIN-18-3.0-T45: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45º.

C-DIN-18-4.0-T45: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 4cm de comprimento, ponta Trocar 45º.

C-DIN-16-3.0-T45-M: Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45º.

C-DIN-18-3.0-T45-M: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 3cm de comprimento, ponta Trocar 45º.

C-DIN-18-4.0-T45-M: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 4cm de comprimento, ponta Trocar 45º.

C-DIN-16-4.0-PP: Agulha de infusão intra-óssea 16ga., 4cm de comprimento, ponta tipo Ponta de Lápis.

C-DIN-18-3.0-PP: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 3cm de comprimento, ponta tipo Ponta de Lápis.

C-DIN-18-4.0-PP: Agulha de infusão intra-óssea 18ga, 4cm de comprimento, ponta tipo Ponta de Lápis.

C-DIN-18-3.0-PP-M: Agulha de infusão intra-óssea 18ga., 3cm de comprimento, ponta tipo ponta de Lápis.

C-SDIN-15.5-3.0-T45-AF: Agulha de infusão intra-óssea 15.5ga., 3cm de comprimento, ponta tipo Trocar 45º. com pago ajustá y el junho de 2021 às 10h05 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351043250200336"







C-SDIN-15.5-3.0-T45: Agulha de infusão intra-óssea 15.5ga.,3cm de comprimento, ponta Trocar 45º.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão	
[sem dados cadastrados]			

Nome Técnico	Agulhas
Registro	10212990115
Processo	25351043250200336
Fabricante Legal	COOK INCORPORATED
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]