

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA AVENTAL CIRÚRGICO APRON COM REFORÇO ET 01.17.00x

 Revisão: 03  
 Página 1 de 2

## IDENTIFICAÇÃO

<b>Nome Técnico</b>	Vestimenta Cirúrgica
<b>Nome Comercial</b>	Avental Cirúrgico Apron com Reforço
<b>Modelos (código e descrição)</b>	01.17.002 Avental Cirúrgico Apron com Reforço 35g/m <sup>2</sup> M; 01.17.003 Avental Cirúrgico Apron com Reforço 35g/m <sup>2</sup> G; 01.17.004 Avental Cirúrgico Apron com Reforço 35g/m <sup>2</sup> GG; 01.17.005 Avental Cirúrgico Apron com Reforço 35g/m <sup>2</sup> XXG.

## REGISTRO ANVISA

N° 80670160043


## INDICAÇÃO DE USO

O Avental é indicado em procedimentos médicos cirúrgicos em geral, para a proteção dos profissionais de saúde e dos pacientes e onde se fizer necessário o uso da vestimenta cirúrgica.

## IMAGEM GRÁFICA



1. Avental;
2. Reforço frontal;
3. Tiras da cintura;
4. Papel cartão;
5. Punho;



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Forma de apresentação: Embalado individualmente em envelope de papel grau cirúrgico e filme PET/PE.
- Embalagem de acordo com as normas ABNT NBR ISO 11607-1:2013 e ABNT NBR ISO 11607-2:2013 - Embalagem final para produtos para saúde esterilizados.
- Composição: Avental confeccionado em tecido não tecido de polipropileno em três camadas (SMS) com reforço em polietileno, gramatura 35g/m<sup>2</sup>, punhos em malha 100% algodão e tiras da cintura apresentando papel cartão.

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA AVENTAL CIRÚRGICO APRON COM REFORÇO ET 01.17.00x

Revisão: 03  
Página 2 de 2

- Matéria-prima: Avental – Tecido não tecido de polipropileno em três camadas (SMS); Reforço – Polietileno. Punhos – malha 100% algodão; Papel cartão – Papel kraft;
- Cor: Avental e tiras da cintura – azul; Reforço e punhos – branco; Papel cartão – azul e branco.
- Dimensões: Tamanho M: 120x140cm; Tamanho G: 130x150cm; Tamanho GG: 140x160cm; Tamanho XXG: 145x175cm.
- Gramatura: 35g/m².
- Produto Estéril – Esterilizado a Óxido de Etileno.
- Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar.
- Acondicionado em caixa de papelão, 35 unidades por caixa.
- O produto deve ser armazenado em local seco e limpo.

## MODO DE USO

1. O profissional deverá abrir a embalagem com técnica asséptica.
2. Pegar o avental com as pontas dos dedos, elevá-lo e afastar-se da mesa para permitir o seu desdobramento delicadamente.
3. Segurar o avental com uma das mãos e introduzir o primeiro braço pela manga que está exposta e a seguir o outro braço, amarre as fitas na parte posterior do avental.
4. Após o término do procedimento, esse avental deverá ser imediatamente descartado de acordo com protocolo da instituição.

## ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES

Abriu a embalagem no momento de usar, com técnica asséptica.

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

Em caso de dúvidas quanto à integridade da embalagem externa, não utilizar o produto.

O produto não pode apresentar furos, rasgos, materiais estranhos e impurezas. No caso desta ocorrência substituir o produto.

Após o uso descartar conforme o gerenciamento de resíduos da instituição.

Em caso de alergia ao polipropileno, descontinuar o uso do avental.

O produto é destinado aos profissionais da área médico-hospitalar, devidamente especializados e familiarizado com as técnicas e procedimentos que envolvem seu uso.



Elaine B. Fuzetti Zink  
Responsável Técnica CRF/PR 25799