

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		
CNPJ	61.418.042/0001-31	Autorização	1.01.504-7
Produto	Instrumentais Não Articulados Não Cortantes Weldon		

Modelo Produto Médico

ESTILETE BIOLIVAR DPL INOX 14,5CM. ; ESTILETE BIOLIVAR DPL INOX 16CM. ; ESTILETE BIOLIVAR DPL INOX 18CM. ; ESTILETE BIOLIVAR 2,0MM-20CMS. ; TENTACANULA 14,5CM ; ESTILETE PORTA ALGODÃO FROHN, 12CM; ESTILETE PORTA-ALG.FROHN ESPIRAL 14CM ; ESTILETE FROHN PORTA-ALG. ESPIRAL 16CM. ; ESTILETE LATHBURY (FARREL) PORTA ALG.14CM ; ESTILETE LATHBURY (FARREL) PORTA-ALG.18CM ; ESTILETE APLIC DE ALGODÃO HEXAGONAL; ESTILETE PORTA-ALG.ROSCA ESPIRAL 14CM ; ESTILETE PORTA-ALG.ROSCA ESPIRAL 16CM ; ESTILETE PORTA-ALG.ROSCA ESPIRAL 18CM ; ESTILETE PORTA-ALG.ROSCA ESPIRAL 28CM ; AFASTADOR SENN-MILLER C/GF.AGUDO 16CM ; AFASTADOR SENN-MILLER C/GF.ROMBA 16CM ; AFASTADOR LUKENS 17CM ; AFASTADOR JACKSON TRAQ.17CM ; AFASTADOR LOVE RETO 19CM ; AFASTADOR LOVE ANG/450 19CM ; AFASTADOR LOVE ANG/90o 19CM ; AFASTADOR CUSHING 20CM X 8MM; AFASTADOR CUSHING 20CM X 10MM; AFASTADOR CUSHING 20CM X 12MM; AFASTADOR CUSHING 20CM X 16MM; AFASTADOR CUSHING 20CM X 18MM; AFASTADOR CUSHING 24CM X 8MM; AFASTADOR NERVE & TENDON HOOK,BLUNT 16CM ; AFASTADOR (GANCHO)CUSHING 6MM-19CM ; AFASTADOR (GANCHO)CUSHING 6MM-28CM ; AFASTADOR CRILE (GANCHO) 7MM-20CM ; AFASTADOR GILLIES PQ 19CM ; AFASTADOR GILLIES GDE 19CM ; GANCHO DUPLO AG. 7MM ; AFASTADOR FREER 3MM-15CM ; AFASTADOR GUTHRIE DOUBLE 13 CMS. ; AFASTADOR GUTHRIE GRD-2MM 13CM ; AFASTADOR ROLLET G.AGUDOS 6MMX13CM ; AFASTADOR GANCHO TRAQ.C/2G.AGUD.8MM ; AFASTADOR GANCHO TRAQ.C/3G.AGUD.9MM ; AFASTADOR GANCHO TRAQ.C/2G.ROMB.8MM ; AFASTADOR GANCHO TRAQ.C/3G.ROMB.10MM ; ESPATULA RIBBON ABD. 06MM X 20CM ; ESPATULA RIBBON ABD. 12MM X 20CM ; ESPATULA RIBBON ABD. 17MM X 20CM ; ESPATULA RIBBON ABD 25MM X 20CM ; ESPATULA RIBBON ABD. 27MMX25CM ; ESPATULA OCHSNER FLX/INOX.30MMX33CM ; ESPATULA OCHSNER FLX/INOX.40MMX33CM ; ESPATULA OCHSNER FLX/INOX.50MMX33CM ; ESPATULA TUFFIER FLEX.17E25MMX20CM ; ESPATULA HABERER INOX.37E45MMX30CM ; ESPATULA REVERDIN RETA 45+60MMX29CM ; ESPATULA REVERDIN BAIONETA 45+60MMX28CM ; AFASTADOR FARABEUFBABY PC/2PC 12CM ; AFASTADOR FARABEUFBABY PC/2PC 15CM ; AFASTADOR COLLIN(FARABEUFBABY)PC/2 16,5CM ; AFASTADOR ROUX (PC. C/3PCS) ; AFASTADOR VOLKMANN, 21CM X 9MM, 2 DENTES ; AFASTADOR VOLKMANN, 21CM X 13MM, 3 DENTES; AFASTADOR VOLKMANN, 21CM X 18MM, 4 DENTES; AFASTADOR VOLKMANN, 21CM X 28MM, 6 DENTES; AFASTADOR VOLKMANN C/1GAR.AGUDA 22CM ; AFASTADOR VOLKMANN C/2GAR.AGUDA 22CM ; AFASTADOR VOLKMANN C/3GAR.AGUDA 22CM ; AFASTADOR VOLKMANN C/4GAR.AGUDA 22CM ; AFASTADOR VOLKMANN C/6GAR.AGUDA 22CM ; AFASTADOR VOLKMANN C/1GAR.ROMBA 22CM ; AFASTADOR VOLKMANN C/2GAR.ROMBA 22CM ; AFASTADOR VOLKMANN C/3GAR.ROMBA 22CM ; AFASTADOR VOLKMANN C/4GAR.ROMBA 22CM ; AFASTADOR VOLKMANN C/6GAR.ROMBA 22CM ; AFASTADOR KOCHER C/1GARRA AGUDA 22CM ; AFASTADOR KOCHER C/2GARRA AGUDA 22CM ; AFASTADOR KOCHER C/3GARRA AGUDA 22CM ; AFASTADOR KOCHER C/4GARRA AGUDA 22CM ; AFASTADOR KOCHER C/6GARRA AGUDA 22CM ; AFASTADOR KOCHER C/1GARRA ROMBA 22CM ; AFASTADOR KOCHER C/2GARRA ROMBA 22CM ; AFASTADOR KOCHER C/3GARRA ROMBA 22CM ; AFASTADOR KOCHER C/4GARRA ROMBA 22CM ; AFASTADOR KOCHER C/6GARRA ROMBA 22CM ; AFASTADOR OLLIER 2GAR.ROMBA 22CM ; AFASTADOR ISRAEL 4GAR.40X40MM 25CM ; AFASTADOR ISRAEL 5GAR.50X45MM 25CM ; AFASTADOR ISRAEL 6GAR.60X50MM 25CM ; AFASTADOR LANGENBECK RT.21CM. ; AFASTADOR SAUERBRUCH, 23CM, FIG.3; AFASTADOR LANGENBECK 7X20MM 21CM ;

AFASTADOR LANGENBECK 7X30MM 21CM ; AFASTADOR LANGENBECK 10X30MM 21CM ; AFASTADOR LANGENBECK 15X30MM 21CM ; AFASTADOR LANGENBECK 20X30MM 21CM ; AFASTADOR RICHARDSON 20X25MM 24CM ; AFASTADOR RICHARDSON 25X32MM 24CM ; AFASTADOR RICHARDSON 38X38MM 24CM ; AFASTADOR RICHARDSON 20X50MM 24CM ; AFASTADOR DOYEN 35MMX55MM 24CM ; AFASTADOR DOYEN 24CM 35X85MM; AFASTADOR DOYEN 35MMX115MM 24CM ; AFASTADOR DOYEN 35MMX55MM 24CM ; AFASTADOR DOYEN 35MMX85MM 24CM ; AFASTADOR DOYEN 35MMX115MM 24CM ; AFASTADOR DOYEN 45MMX 55MM 24CM ; AFASTADOR DOYEN 45MMX 85MM 24CM ; AFASTADOR DOYEN 45MMX115MM 24CM ; AFASTADOR DOYEN 60MMX 55MM 24CM ; AFASTADOR DOYEN 60MMX 85MM 24CM ; AFASTADOR DOYEN 60MMX115MM 24CM ; AFASTADOR DOYEN 85MMX40MM 24CM ; AFASTADOR TUFFIER 63X55MM 21CM ; AFASTADOR MEYERDING 23CM ; AFASTADOR BRUNNER 25CM, LAMINA 30 X 180MM; AFASTADOR HARRINGTON-BABY 25CM ; AFASTADOR HARRINGTON 40X127MM-32CM ; AFASTADOR HARRINGTON 62X127MM-32CM ; AFASTADOR HARRINGTON 115X190MM-32CM ; AFASTADOR DEEVER SEP. FIG.000 19MMX18CM ; AFASTADOR DEEVER SEP. FIG.00 22MMX22CM ; AFASTADOR DEEVER SEP. FIG.0 25MMX23CM ; AFASTADOR DEEVER SEP. FIG.1 25MMX30CM ; AFASTADOR DEEVER SEP. FIG.2 25MMX33CM ; AFASTADOR DEEVER SEP. FIG.6 25MMX35CM ; AFASTADOR DEEVER SEP. FIG.7 38MMX30CM ; AFASTADOR DEEVER SEP. FIG.8 50MMX30CM ; AFASTADOR DEEVER SEP. FIG.9 75MMX30CM ; BASTIDOR PARA AFASTADOR FRANZ 250 X 250MM; LAMINA 55 X 45MM PARA AFASTADOR FRANZ; BASTIDOR PARA AFASTADOR FRANZ 60 X 40MM; AFASTADOR DOYEN 95MMX60MM 28CM ; AFASTADOR DOYEN 105MMX65MM 28CM ; AFASTADOR DOYEN 115MMX65MM 28CM ; AFASTADOR DOYEN 125MMX65MM 28CM ; AFASTADOR ROCHARD, 28CM 125X65MM; UNIDADE DE FIXAÇÃO ROCHARD, COMPRIMENTO 19CM; AFASTADOR O"SULLIVAN O"CONNOR 45X85MM ; AFASTADOR O"SULLIVAN O"CONNOR 70X105MM ; MARTELO METAL MACICO 100G 16,5CM ; MARTELO C/CHUMBO 140G 16,5CM ; MARTELO HAJEK 180G 21CM ; MARTELO WILLIGER METAL 380G 24CM ; MARTELO MEAD 320G 18CM ; MARTELO MALLET, SOLID,490 GRAMAS 23CMS. ; MARTELO METAL MACICO 530G 24CM ; MARTELO BERGMANN, 22.5CM; MARTELO KIRK 690G 19,5CM ; MARTELO METALIC MACICO 215G 19CM ; MARTELO TAYLOR 20CM ; MARTELO DEJERINE 20CM ; MARTELO BUCK C/AG./PINCEL 18CM ; MARTELO BABINSKI REVERS.C/AG22CM ; MARTELO BABINSKI REVERS.22CM ; ESTILETE INTRODUTOR GUYON CV 36CM ; AFASTADOR MILLIN P/COLO VESICAL 28CM ; ALAVANCA SELLHEIM FENESTR. 28CM ; AFASTADOR COOLEY P/AURICULA DIR.21,5CM ; AFASTADOR COOLEY P/AURICULA ESQ.23CM ; ESTILETE BOWMAN(WILLIAMS)PRATA F00/0 ; ESTILETE BOWMAN(WILLIAMS)PRATA F1/2 ; PINCA BISHOP - HARMON P/IRIS 8,5CM ; PINCA MCPHERSON MICRO DISSEC.RT 8,5CM ; PINCA MCPHERSON MICRO DISSEC.CV 8,5CM ; PINCA MCPHERSON MICRO DISSEC.RT 8,5CM ; GANCHO AURICULAR WAGNER ; GANCHO WAGENER 14CM - 3,0MM ; AFASTADOR AUFRICHT NASAL 45MM 18CM ; AFASTADOR OBWEGESER FIG.1 7X25MM ; AFASTADOR OBWEGESER FIG.2 11X42MM ; AFASTADOR OBWEGESER FIG.3 12X55MM ; AFASTADOR OBWEGESER FIG.4 14X70MM ; AFASTADOR OBWEGESER FIG.5 16X80MM ; AFASTADOR OBWEGESER FIG.6 13X42MM ; AFASTADOR OBWEGESER FIG.7 12X60MM ; AFASTADOR OBWEGESER FIG.8 16X80MM ; AFASTADOR OBWEGESER 11X70MM 22CM ; AFASTADOR OBWEGESER P/MANDIBULA 15.5CM ; AFASTADOR OBWEGESER 16 CM ; ABAIXA LINGUA BUCHWALD, 18CM; ABAIXA LINGUA BRUENINGS 19CM ; ABAIXA LINGUA TOBOLD, 25MM X 8CM; AFASTADOR STERNBERG 14,5CM P/LABIOS ;

PINCA JACOBSON MICRO RT 15CM ; PINCA FEILCHENFELD 11,5CM ; PINCA DIEFFENBACH RT 38MM ; PINCA DIEFFENBACH 38MM - CV ; PINCA DIEFFENBACH RT 35MM ; PINCA DIEFFENBACH RT 55MM ; PINCA DIEFFENBACH CV 35MM ; PINCA DIEFFENBACH CV 55MM ; PINCA JOHNS-HOPKINS 57MM ; PINCA JOHNS-HOPKINS 63MM ; PINCA JOHNS-HOPKINS 76MM ; PINÇA DIETHRIC, 60MM RT; PINCA DEBAKEY "AT" RT 75MM ; PINCA DEBAKEY "AT" RT 85MM ; PINCA DEBAKEY "AT" RT 105MM ; PINCA DEBAKEY "AT" RT 120MM ; PINCA DEBAKEY "AT" CV 70MM ; PINCA DEBAKEY "AT" CV 80MM ; PINCA DEBAKEY AT CV 100MM ; PINCA DEBAKEY "AT" CV 115MM ; PINCA GLOVER "AT" CV 65MM ; AFASTADOR BALFOUR VALV. CENTRAL 75MMX50MM ; AFASTADOR BALFOUR VALV. CENTRAL 85MMX65MM ; AFASTADOR BALFOUR VALV. CENTRAL 80MMX80MM ; AFASTADOR BALFOUR VALV. CENTRAL 70MMX100MM ; AFASTADOR DENIS BROWNE INFANTIL ; CLAMP LOWMAN P/OSSOS 18CM ; CLAMP LOWMAN P/ OSSOS, 1x2 DENTES 20CM; CLAMP LOWMAN P/OSSOS 22CM ; FORCEPS SIMPSON 32CM ; FORCEPS SIMPSON 36CM ; FORCEPS KIELLAND 40CM ; CABO GIGLI P/SERRA ; PINCA HUNT 5MM-20CM ; AFASTADOR DESMARRES LAM/10MM NR 0 13CM ; AFASTADOR DESMARRES LAM/12MM NR 1 13CM ; AFASTADOR DESMARRES LAM/14MM NR 2 13CM ; AFASTADOR DESMARRES LAM/16MM NR 3 13CM ; AFASTADOR DESMARRES LAM/18MM NR 4 13CM ; ABRE BOCA DINGMAN COMPLETO ; TENSOR LOUTE 22CM ; PINCA DAVIS P/ESTERILIZ.16CM ; TUBO FRAZIER 2MM 10CM ; ESTETOSC.FETAL C/ROSCA ALUM.15CM ; ESPELHO FRONTAL ZIEGLER COMPL.90CM ; DILATADOR GUYON CH6 CV 27CM ; DILATADOR GUYON CH30 CV 27CM ; AFASTADOR AUVARD ESPECULO VAGINAL 24CM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 1MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 2MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 3MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 4MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 5MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 6MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 7MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 8MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 9MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 10MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 11MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 12MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 13MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 14MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 15MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 16MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 17MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 18MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 19MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 20MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 21MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 22MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 23MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 24MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 25MM ; DILATADOR HEGAR UTERINO 26MM ; HISTER.SIMS MAL.PRAT.GRD/CM32CM ; HISTER.SIMS RIG.GRAD/CM 32CM ; HISTER.VALLEIX RIG.GRAD/CM 25CM ; TUBO HARTMANN(ITARD)F1 2,5MM ; TUBO HARTMANN(ITARD)F2 3,0MM ; TUBO HARTMANN(ITARD)F3 3,5MM ; TUBO HARTMANN(ITARD)F4 4,0MM ; TUBO HARTMANN(ITARD)F5 5,0MM ; SERRA GIGLI COND.DEMARTEL(BAILEY)33CM ; PINÇA DIETHRICH BULLDOG; PINÇA DIETHRICH MODIFICADA BULLDOG CLAMP ANGULADO; AFASTADOR BARRAQUER BLEFAROSTATO AD.3CM.

CONDUTOR DEMEL 28CMX45MM LARG. P/ARAMES ; AG.CONDUTORA DEMEL 28CMX62MM ; AG.CONDUTORA PARHAM 23CM ROMBO ; BASTIDOR PARA ABRE BOCA DAVIS-BOYLE, INFANTIL; ABRE BOCA MCIVOR C/BAST.3LAM ; ABRE BOCA MCIVOR C/BAST.3LAM SUC ; ABAIXA LINGUA MCIVOR 25MMX86MM ; ABAIXA LINGUA MCIVOR 25MMX100MM ; ESPECULO CZERNY RETAL 25X115MM 22CM ; ANUSCOPIO IVES-FANSLER; ESPECULO RETAL ESFINT.KELLY 25MMX50MM ; ESPECULO RETAL ESFINT.KELLY 21MMX50MM ; AFASTADOR LLOYD-DAVIS 30CM ; AFASTADOR LLOYD-DAVIS 33CM ; SONDA OCHSNER (FENGER), 38CM; ESTILETE COND.BILIAR DESJARDINS F1 ; ESTILETE COND.BILIAR DESJARDINS F2 ; ESTILETE COND.BILIAR DESJARDINS F3 ; DILATADOR BAKES DIAM/ 1MM 30CM ; DILATADOR BAKES DIAM/ 2MM 30CM ; DILATADOR BAKES DIAM/ 3MM 30CM ; DILATADOR BAKES DIAM/ 4MM 30CM ; DILATADOR BAKES DIAM/ 5MM 30CM ; DILATADOR BAKES DIAM/ 6MM 30CM ; DILATADOR BAKES DIAM/ 7MM 30CM ; DILATADOR BAKES DIAM/ 8MM 30CM ; DILATADOR BAKES DIAM/ 9MM 30CM ; DILATADOR BAKES DIAM/10MM 30CM ; DILATADOR BAKES DIAM/11MM 30CM ; DILATADOR BAKES DIAM/12MM 30CM ; DILATADOR BAKES DIAM/13MM 30CM ; DILATADOR MAYO, 26CM PEQUENO; DILATADOR MAYO, 26CM MEDIO; DILATADOR MAYO, 26CM GRANDE; DILATADOR MAYO, MALEAVEL; GANCHO GIL-VERNET 24 cm - 9 1/2" X 9MM; GANCHO GIL-VERNET 24 cm - 9 1/2" X 11MM; GANCHO GIL-VERNET 24 cm - 9 1/2" X 13MM; GANCHO GIL-VERNET 24 cm - 9 1/2" X 15MM; GANCHO GIL-VERNET 24 cm - 9 1/2" X 18MM; ESPECULO VAGINAL BREISKY, TAMANHO 1 ; ESPECULO VAGINAL BREISKY, TAMANHO 2; ESPECULO VAGINAL BREISKY, TAMANHO 3; AFASTADOR JACKSON VAGINAL TAM.1-75X38MM ; AFASTADOR JACKSON VAGINAL TAM.2-90X38MM ; ESPECULO VAGINAL KRISTELLER ; ESPECULO KRISTELLER VAGINAL TAM.1-70X27MM ; ESPECULO VAGINAL KRISTELLER TAM.2-75X30MM ; ESPECULO VAGINAL KRISTELLER TAM.3-90X36MM ; AFASTADOR KRISTELLER TAM.1 75X23MM ; AFASTADOR VAGINAL BREISKY, 28 cm - 11" X 80 x 25 mm; AFASTADOR VAGINAL BREISKY, 29 cm - 11 3/8" X 90 x 25 mm; AFASTADOR VAGINAL BREISKY, 27-30CM, 100X20MM; AFASTADOR VAGINAL BREISKY, 27-30CM, 100X25MM; AFASTADOR VAGINAL BREISKY, 27-30CM, 100X30MM; AFASTADOR BREISKY SEPARADOR VAGINAL 130X20MM ; AFASTADOR BREISKY SEPARADOR VAGINAL 130X25MM ; AFASTADOR BREISKY SEPARADOR VAGINAL 130X35MM ; AFASTADOR BREISKY SEPARADOR VAGINAL 130X40MM ; AFASTADOR SIMON 115MMX22MM 28CM ; AFASTADOR VAGINAL SIMON, 115X27MM, 28CM LONGO; ESPECULO VAGINAL DOYEN 60X30MM 23CM ; AFASTADOR AUVARD ESPECULO VAGINAL 24CM ; RUGINA DOYEN DIR.INF.14,5CM ; RUGINA DOYEN ESQ.INF.14,5CM ; RUGINA DOYEN DIR.P/AD.17CM ; RUGINA DOYEN ESQ.P/AD.17CM ; RUGINA MATSON 22CM ; AFASTADOR ALLISON LUNG 27CM, LAMINA 40MM; AFASTADOR ALLISON LUNG 32CM, LAMINA 65MM; AFASTADOR DAVIDSON 50 X 75MM; AFASTADOR DAVIDSON 90X75MM ; ESPATULA CUSHING FLEX.16E21MMX17CM ; ESPATULA CEREBRAL FLEX.17MMX20CM ; ESPATULA DAVIS SEPARADOR 19CM ; ESPELHO S/CABO FG 000- 06MM ; ESPELHO S/CABO FG 00 - 08MM ; ESPELHO S/CABO FG 0 - 10MM ; ESPELHO S/CABO FG 01 - 12MM ; ESPELHO S/CABO FG 02 - 14MM ; ESPELHO S/CABO FG 03 - 16MM ; ESPELHO S/CABO FG 04 - 18MM ; ESPELHO S/CABO FG 05 - 20MM ; ESPELHO S/CABO FG 06 - 22MM ; ESPELHO S/CABO FG 07 - 24MM ; ESPELHO S/CABO FG 08 - 26MM ; ESPELHO S/CABO FG 09 - 28MM ; ESPELHO S/CABO FG 10 - 30MM ; CABO P/ESPEL.C/PARAFUSO 11CM ; CABO P/ESPEL.C/MANDRIL 11,5CM ; ESPELHO C/CABO FG 000- 06MM ; ESPELHO C/CABO FG 00 - 08MM ; ESPELHO C/CABO FG 0 - 10MM ; ESPELHO C/CABO FG 01 - 12MM ; ESPELHO C/CABO FG 02 - 14MM ; ESPELHO C/CABO FG 03 - 16MM ; ESPELHO C/CABO FG 04 - 18MM ;

ESPELHO C/CABO FG 05 - 20MM ; ESPELHO C/CABO FG 06 - 22MM ; ESPELHO C/CABO FG 07 - 24MM ; ESPELHO C/CABO FG 08 - 26MM ; ESPELHO C/CABO FG 09 - 28MM ; ESPELHO C/CABO FG 10 - 30MM ; CABO BISTURI NR.3 P/LAM.10/11/12 ; CABO BISTURI NR.7 P/LAM.10/11/12 ; CABO BISTURI NR.3L-LONGO ; CABO BISTURI NR.4 P/LAM.20/21/22 ; CABO BISTURI NR.4L-LONGO ; CABO BISTURI RD.12,5CM.P/LAM.62/64/65/67 ; PINÇA LARINGEAL 18,5CM; PINÇA DISSEC.C/SERR.RT 9,0CM ; PINÇA DISSEC.C/SERR.RT 10,5CM ; PINÇA DISSEC.C/SERR.RT 11,5CM ; PINÇA DISSEC.C/SERR.RT 13CM ; PINÇA DISSEC.C/SERR.RT 14,5CM ; PINÇA DISSEC.C/SERR.RT 16CM ; PINÇA DISSEC.C/SERR.RT 18CM ; PINÇA DISSEC.C/SERR.RT 20CM ; PINÇA DISSEC.C/SERR.RT 25CM ; PINÇA DISSEC.C/SERR.RT 30CM ; PINÇA DISSEC. C/SERR. RT VIDEA 14,5CM ; PINÇA DISSEC. C/SERR. RT VIDEA 18CM ; PINÇA DISSEC.RT.25CM HM ATRAUMATICA ; PINÇA DISSEC. C/SERR. DELIC. RT 13CM ; PINÇA DISSEC. C/SERR. DELIC. RT 18CM ; PINÇA DISSEC.DELIC.RT S/DENTES 25CM ; PINÇA POTTS-SMITH RT 15CM HM ; PINÇA POTTS-SMITH RT 18CM HM ; PINÇA DISSEC. POTTS SMITHRT RT 25CM VIDEA ; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 9CM ; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 10,5CM ; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 11,5CM ; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 13CM ; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 14,5CM ; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 16CM ; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM ; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 20CM ; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM ; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 30CM ; MICRO PINÇA DEBAKEY, "T/C", 19,5CM ; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 14,5CM ; PINÇA DISSEC DT RATO 1X2 DELICADA 16CM; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM ; PINÇA DISSEC DT RATO 1X2 RT 20CMS ; PINÇA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM ; PINÇA DISSEC. DT RATO 3X4 RT 14,5CM ; PINÇA ADSON C/SERR. 12CM ; PINÇA ADSON 1X2 DENTE 12CM ; PINÇA-MICRO ADSON BOCA 8MMX12CM ; PINÇA ADSON-BROWN C/DT RT 12CM ; PINÇA P/IRIS C/SERR.RT 10CM ; PINÇA SEMKEN C/SERR.RT 12,5CM ; PINÇA SEMKEN C/SERR.RT 15CM ; PINÇA DISSEC. SEMKEN CURVA 12,5CM DELIC. ; PINÇA DISSEC. SEMKEN CURVA 15CM DELIC. ; PINÇA P/IRIS 1X2DT RT 10CM ; PINÇA SEMKEN 1X2DT RT 12,5CM ; PINÇA SEMKEN 1X2DT RT 15CM ; PINÇA DISSEC. MCINDOE C/SERR. RT DELIC. 15CM ; PINÇA DISSEC. GILLIES DELIC.15CM ; PINÇA DISSEC.WAUGH C/SERR. RT 20CM ; PINÇA WAUGH, 1X2 DENTES 20CM - 8"; PINÇA POTTS-SMITH C/SERR 18CM ; PINÇA POTTS-SMITH C/SERR 20CM ; PINÇA POTTS-SMITH C/SERR 25CM ; PINÇA BROPHY C/SERR.CV 20CM ; PINÇA POTTS-SMITH 1X2DT 18CM ; PINÇA POTTS-SMITH 1X2DT 20CM ; PINÇA POTTS-SMITH 1X2DT 25CM ; PINÇA BROPHY 1X2 DT.CV.20CM ; PINÇA DEBAKEY "AT"RT.1,5MM -15CM. ; PINÇA DEBAKEY "AT"RT.1,5MM -19CM. ; PINÇA DEBAKEY "AT" RT.1,5MM - 24CM. ; PINÇA DEBAKEY MICRO, "T/C", 15CM ; PINÇA DEBAKEY "AT" RT.2,0MM -15 CM. ; PINÇA DEBAKEY "AT" RT.2,0MM 19,5CM ; PINÇA DEBAKEY "AT" RT.2,0MM -24CM. ; PINÇA DEBAKEY "AT" RT.2,7MM - 24CM. ; PINÇA DEBAKEY "AT" CV.2,0MM -15CM. ; PINÇA DEBAKEY "AT"CV.2,0MM - 19CM. ; PINÇA DEBAKEY "AT"CV.2,0MM - 24 CM. ; PINÇA DISSEC.CUSHING 18CM ; PINÇA DISSEC.GERALD RT 18CM ; PINÇA DISSEC.GERALD 1X2DT 18CM ; PINÇA ADLERKREUTZ 15CM ; PINÇA COLLIN-DUVAL P/TECID.14MM ; PINÇA BROWN 15CM ; PINÇA RUSSIAN 15CM ; PINÇA RUSSIAN 20CM ; PINÇA RUSSIAN 25CM ; PINÇA TUTTLE (SINGLEY)23CM ; PINÇA NELSON 15CM ; PINÇA NELSON 23CM ; PINÇA DISSEC.CUSHING BAIONETA 18,5CM ; PINÇA DISSEC.GERALD 1X2DT 19CM ; PINÇA LUCAE C/SERR.CV/BAION.14CM ; PINÇA GRUENWALD/JANSEN BAION.CV 16CM ; PINÇA GRUENWALD BAION.CV 19,5CM ; PINÇA TROELTSCH P/OUV.ADULT.13CM ; PINÇA RELOJOEIRO/JOALH.RT 11,5CM ; PINÇA HEMOST.JEWELER"S FCPS 11 CMS. ; PINÇA RELOJOEIRO/JOALH.RT 11CM ; PINÇA JACOBSON-ADSON MICRO 12CM ;

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	10150470455 INSTRUMENTAIS CIRURGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES WELDON.pdf	0215809/21-1 - 17/01/2021 - 01:54

Nome Técnico	Instrumentos cirúrgicos
Registro	10150470455
Processo	25351.169845/2015-30

Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: WELDON INSTRUMENTS - PAQUISTÃO
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)